

## Congélateur à très basse température

Écran LCD de 7 pouces  
USB avant pour l'enregistrement des données  
Le port d'événement permet un accès rapide aux échantillons

Double porte  
Charnière silencieuse  
Isolant polyuréthane sans HCFC

Ouverture d'une seule main

Joint multicouche

Chauffage du joint

Tablettes réglables en hauteur

Transfert de chaleur amélioré

Système de réfrigération en cascade

Huile à haute efficacité séparée

Filtre facile à nettoyer


Roulette de nivellement

Trou de verrouillage de l'anneau

Verrou mécanique

Alarme à distance  
Communication à distance  
Contrainte de redémarrage simul-  
Interrupteur  
Fusible

Alimentation système de secours



## Congélateur à très basse température

- plaque laminée à froid avec peinture enduite de poudre pour assurer anti-corrosion et durabilité
- Chambre intérieure SS304 pour un nettoyage facile.
- Tablettes en acier inoxydable réglables et amovibles pour faciliter le réglage de différents échantillons et nettoyer la chambre  
Avec isolation en mousse
- polyuréthane de 126 mm d'épaisseur pour minimiser la perte de température
- Portes intérieures indépendantes pour minimiser les fuites d'air froid
- Joint de porte magnétique pour assurer une étanchéité optimale de la porte au réfrigérateur
- Roulettes pour un déplacement facile en cas de besoin
- Écran tactile pour une utilisation facile, réglage des droits de l'utilisateur pour assurer la sécurité de l'échantillon

Aimant de porte intérieure:  
Magnétique fort  
magne pour assurer  
étanchéité optimale de  
porte au congélateur



Charnière :  
Intérieur détachable  
charnière de porte pour  
démontage facile  
et remplacement



Capteur de température:  
Température fixe  
position du sénateur à  
assurer l'exactitude;  
boîte de protection pour  
assurer la distance  
entre l'échantillon et  
capteur de température.



Racks:  
Racks de taille appro-  
priée  
pour maximiser  
utilisation de l'espace.



Étagères:  
Réglable et  
inoxydable amovible  
étagères en acier faciles  
pour un réglage différent  
échantillons et nettoyer  
les  
chambre; max. charge  
50Kg chacun



MODEL	CAPACITÉ NOMINALE		CERTIFICATION	PUISSANCE	PORTES INTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES (L x P x H) mm	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L x P x H) mm	POIDS (Kg)
	LITRES	2 " BOÎTES TUBE						
<b>C.LAB-80L390</b>	390	240	CE	AC220V 50HZ	2.4	589 x 505 x 1310	909 x 797 x 1990	293
<b>C.LAB-80L490</b>	490	320	CE	AC220V 50HZ	2.4	589 x 637 x 1310	900 x 929 x 1990	325
<b>C.LAB-80L650</b>	650	400	CE	AC220V 50HZ	2.4	780 x 637 x 1310	1091 x 929 x 1990	354



## Congélateur à très basse température –

### Spécifications techniques

Série	EXPLORER		
Modèle	C.LAB-80L390	C.LAB-80L490	C.LAB-80L650
Plage de température [c°]	-50 - -86		
Capacité nominale [litres]	390	490	650
Dimensions extérieures [mm] L x P x H	909 x 797 x 1990	900 x 929 x 1990	1091 x 929 x 1990
Dimensions intérieures [mm] L x P x H	589 x 505 x 1310	589 x 637 x 1310	780 x 637 x 1310
Ouverture de porte [mm] L x H	589 x 1310	589 x 1310	780 x 1310
Épaisseur d'isolation [mm]	126		
Finition extérieure	Acier galvanisé plastifié blanc		
Finition intérieure	Acier inoxydable		
Porte intérieure	2 / 4		
Etagères	3		
Niveaux	4		
Racks	16(240)	16(320)	20(400)
Trou de verrouillage de l'anneau	Oui		
Verrouillage mécanique	Oui		
Enregistreur de données	Oui		
Batterie	Oui		
Sonde de température intérieure de la chambre	Oui		
Port d'évent	Oui		
Chauffage du joint	Oui		
Type de contrôleur	LCD screen		
Type de réfrigérant	Sans HCFC		
Tension / Fréquence[V/Hz]	AC220 / 50		
Puissance[W]	1300		
Poids [Kg]	283	325	354
Alarme de température élevée du condenseur	Oui		
Alarme de panne de courant	Oui		
Alarme de défaillance du capteur de température	Oui		
Alarme de batterie faible	Oui		
Alarme de température haute / basse	Oui		
Alarme porte ouverte	Oui		
Pression sonore[db]	À 53		
Temps de refroidissement[h]	À 8		
Température minimale[c°]	-86		
Uniformité de la température[c°]	À 6		





[www.celabo.com](http://www.celabo.com)

[commercial@celabo-dz.com](mailto:commercial@celabo-dz.com)

136 A Vieux Ain Naadja Gué de Constantine Alger 16000

+213 23 52 03 91 +213 23 52 03 92

+213 560.73.99.77 +213 560.82.04 +213 560 69 27 22

